

## PE/Cyanine7 Kaninchen Anti-Maus Cd56/Ncam Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - P13595

Artikelnummer: CM0007778



### Einführung

PE/Cyanine7-konjugierter monoklonaler Kaninchen-Antikörper, der gegen Maus-CD56/NCAM gerichtet ist. Validiert für die Durchflusszytometrie und ermöglicht die präzise Detektion des neuronalen Zelladhäsionsmoleküls in Mausproben. Ideal für die Neurowissenschaftsforschung.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                         |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | PE/Cyanine7 Kaninchen anti-Maus CD56/NCAM mAk                                                                                |
| Bemerkungen/Alias | CD56; Ncam; E-NCAM; NCAM-1                                                                                                   |
| Spezies           | Mensch                                                                                                                       |
| Gen-ID (Mensch)   | 4684                                                                                                                         |
| Gen-ID            | 17967                                                                                                                        |
| Immunogen         | Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 20-711 von Maus-CD56 (NP_001106675.1) entspricht |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                                                    |
| Kategorie         | Monoklonale Antikörper                                                                                                       |
| Anwendung         | FC                                                                                                                           |
| Kreuzreaktivität  | Maus                                                                                                                         |
| SWISS             | P13595                                                                                                                       |
| Proteingewicht    | 119 kDa                                                                                                                      |
| Versand           | Eisbeutel                                                                                                                    |