

PE/Cyanine7 Kaninchen Anti-Maus Cd62L Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - P18337

Artikelnummer: CM0012439

Einführung

PE/Cyanine7-konjugierter Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen Maus CD62L (L-Selektin), validiert für die Durchflusszytometrie. Bindet ein wichtiges Leukozyten-Adhäsionsmolekül, das das Lymphozyten-Homing zu Lymphknoten vermittelt. Ideal für immunologische Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PE/Cyanine7 Kaninchen anti-Maus CD62L mAk
Bemerkungen/Alias	Lnhc; CD62L; LAM-1; Ly-22; Lyam1; LECAM1; Ly-m22; Lyam-1; LECAM-1; L-Selektin
Spezies	Maus
GenID (Mensch)	6402
GenID (Maus)	20343
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 39-332 von Maus CD62L (NP_035476.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P18337
Proteingewicht	42 kDa
Versand	Eisbeutel