


## PE/Cyanine7-Kaninchen-Anti-Maus-Cd8A-Monoklonaler Antikörper Für Fc - P01731

Artikelnummer: CM0011857



### Einführung

PE/Cyanine7-konjugierter monoklonaler Kaninchen-anti-Maus-CD8a-Antikörper, validiert für die Durchflusszytometrie. Spezifisch für Maus-CD8a, einen Korezeptor für MHC-Klasse I, zur Analyse zytotoxischer T-Zellen in der Immunforschung.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                       |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | PE/Cyanine7-Kaninchen-anti-Maus-CD8a-mAk                                                                                   |
| Bemerkungen/Alias | Ly-2; Ly-B; Ly-35; Lyt-2                                                                                                   |
| Art               | Maus                                                                                                                       |
| GeneID (Mensch)   | 941                                                                                                                        |
| GeneID            | 12525                                                                                                                      |
| Immunogen         | Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 28-196 von Maus-CD8a (NP_001074579.1) enthält. |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                                                  |
| Kategorie         | Monoklonale Antikörper                                                                                                     |
| Anwendung         | FC                                                                                                                         |
| Kreuzreaktivität  | Maus                                                                                                                       |
| SWISS             | P01731                                                                                                                     |
| Proteingewicht    | 27 kDa                                                                                                                     |
| Versand           | Kühlakku                                                                                                                   |