

Pe/Cyanine7 Kaninchen-Anti-Maus-CD90.2-Mab Für Fc - P01831

Artikelnummer: CM0012694

Einführung

PE/Cyanine7-konjugierter monoklonaler Kaninchenantikörper gegen Maus-CD90.2 (Thy-1), validiert für die Durchflusszytometrie. Geeignet für die Immunphänotypisierung, Untersuchungen von T-Zell-Markern und die Erforschung von Zell-Zell-Interaktionen bei der Synaptogenese.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PE/Cyanine7 Kaninchen-anti-Maus-CD90.2-mAb
Bemerkungen/Alias	T25; CD90; Thy-1; Thy1.1; Thy1.2; Thy-1.2
Art	Maus
Gen-ID (Mensch)	7070
Gen-ID (Maus)	21838
Immunogen	Rekombinantes Protein von Maus-CD90.2
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P01831
Proteingewicht	18 kDa
Versand	Eisbeutel