


PE/Cyanine7 Kaninchen Anti-Maus Cd95/Fas Monoklonaler Antikörper Für Fc - P25446

Artikelnummer: CM0009973



Einführung

PE/Cyanine7-konjugierter kaninchen monoklonaler Antikörper gegen Maus CD95/FAS (UniProt P25446), validiert für Durchflusszytometrie. Zielt auf den Apoptose-vermittelnden Rezeptor ab, der an die T-Zelltoleranz beteiligt ist. Ideal für Studien zu Zelltod und Immunregulation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PE/Cyanine7 Kaninchen anti-Maus CD95/FAS mAk
Anmerkungen/Alias	lpr; APO1; APT1; CD95; TNFR6; Tnfrsf6
Spezies	Maus
GenID (Mensch)	355
GenID	14102
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 22-169 von Maus CD95/FAS (NP_032013.2) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P25446
Proteingewicht	37KDa
Versand	Eisbeutel