

PE/Cyanine7 Kaninchen-Anti-Maus-Ki67-Monoklonaler Antikörper Für Die Durchflusszytometrie (Intrazellulär) - E9Pvx6

Artikelnummer: CM0012019

Einführung

PE/Cyanine7-konjugierter monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen Maus-Ki67 (E9PVX6). Für die intrazelluläre Durchflusszytometrie entwickelt, markiert dieses Reagenz proliferierende Zellen in Mausproben und unterstützt Untersuchungen zum Zellzyklus und in der Onkologie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PE/Cyanine7 Kaninchen-Anti-Maus-Ki67-mAb
Bemerkungen/Alias	Ki67; Ki-67; D630048A14Rik
Art	Maus
GeneID (Mensch)	4288
GeneID	17345
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 1816-2163 des Maus-Ki67 (NP_001074586.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC (intrazellulär)
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	E9PVX6
Proteingewicht	351 kDa
Versand	Kühlakku