

Pe/Cyanin7 Kaninchen Anti-Maus/Ratte Cd27 Mab - P41272

Artikelnummer: CM0010544

Einführung

PE/Cyanin7-konjugierter monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen Maus/Ratten-CD27 (TNFRSF7) für die Durchflusszytometrie. Validiert für Maus- und Rattenproben. Kostimulatorischer Immun-Checkpoint-Rezeptor auf T-, NK- und B-Zellen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PE/Cyanin7 Kaninchen anti-Maus/Ratte CD27 mAb
Bemerkungen/Alias	S152; Tp55; Tnfrsf7
Spezies	Maus
GeneID (Human)	939
GeneID	21940
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 24-182 von Maus-CD27 (NP_001028298.1) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC (Durchflusszytometrie)
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	P41272
Proteingewicht	28kDa
Versand	Eisbeutel