

PE/Cyanin7 Kaninchen Anti-Maus/Ratte Cd31/Pecam1 Monoklonaler Antikörper Für Die Durchflusszytometrie - Q08481

Artikelnummer: CM0005026

Einführung

PE/Cyanin7-konjugierter Kaninchen anti-Maus/Ratte CD31 (PECAM1) monoklonaler Antikörper für die Durchflusszytometrie. Zielt auf die Leukozyten-Transendotheliale-Migration und Zelladhäsion ab. Validiert für die vaskuläre Biologie und Entzündungsforschung, mit Kreuzreaktivität zu Maus und Ratte.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PE/Cyanin7 Kaninchen anti-Maus/Ratte CD31/PECAM1 mAk
Bemerkungen/Alias	Cd31; Pecam; PECAM-1
Spezies	Maus
Gen-ID (Human)	5175
Gen-ID	18613
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Aminosäuresequenz entsprechend den Aminosäuren 18-220 von Maus-CD31 (NP_001292086.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	Durchflusszytometrie (FC)
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	Q08481
Proteingewicht	81kDa
Versand	Eistasche