

Pe/Cyanin7 Kaninchen Anti-Nhp Igd Mab - Javaneraffe Igd

Artikelnummer: CM0010215

Einführung

PE/Cyanin7-konjugierter monoklonaler Kaninchenantikörper gegen nicht-menschliches Primaten-IgD, validiert für die Durchflusszytometrie in Proben von Javaneraffen und Rhesusaffen. Ideal für immunologische Studien und die Entwicklung diagnostischer Assays.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Details
Produktname	PE/Cyanin7 Kaninchen anti-NHP IgD mAb
Spezies	Javaneraffe
Immunogen	Rekombinantes Protein der Immunglobulin-Delta-Schwerkette des Javaneraffen
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC (Durchflusszytometrie)
Kreuzreaktivität	Javaneraffe, Rhesusaffe
Versand	Eisbeutel