

PE/Cyanine7 Ratten-Anti-Maus Cd3 Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - P04235 / P22646

Artikelnummer: CM0005399

Einführung

PE/Cyanine7-konjugierter monoklonaler Ratten-Antikörper gegen Maus-CD3 für die Durchflusszytometrie. Erkennt CD3-Delta- und -Epsilon-Ketten, validiert für Maus-Proben. Ideal für T-Zell-Studien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PE/Cyanine7 Ratten-anti-Maus CD3 mAk
Bemerkungen/Alias	T3d; CD3; T3e; CD3epsilon
Spezies	Maus
GenID (Mensch)	916/915
GenID	12500/12501
Immunogen	Synthetisches Peptid, abgeleitet von Maus-CD3
Quelle	Ratte
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P04235/P22646
Proteinmasse	19kDa/21kDa
Versand	Eisbeutel