


Pe/Cyanine7 Ratten-Anti-Maus Mhc-Klasse-II (I-A/I-E) Monoklonaler Antikörper Für Fc - P18468 / P06342 / Q3U060 / P14435

Artikelnummer: CM0009877



Einführung

PE/Cyanine7-konjugierter monoklonaler Ratten-Antikörper, der gegen Maus-MHC-Klasse-II (I-A/I-E) gerichtet ist und für die Durchflusszytometrie validiert wurde. Kreuzreagiert mit Maus; ideal für immunologische Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PE/Cyanine7 Ratten-Anti-Maus MHC-Klasse-II (I-A/I-E) mAk
Bemerkungen/Alias	Eb; Ia4; H2Eb; Ia-4; H-2Eb;IAb; Ia2; Ia-2; Abeta; H-2Ab; H2-Ab; Rmcs1; I-Abeta; Ia5; Ia-5; H-2Eb2; Iebeta2; A130038H09Rik; Ia1; H2Aa; Ia-1; H-2Aa; Aalpha; IAalpha; I-Aalpha
Spezies	Maus
Gen-ID	14969/14961/381091/14960
Immunogen	Rekombinantes Protein der Maus-MHC-Klasse-II (I-A/I-E)
Quelle	Ratte
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P18468/P06342/Q3U060/P14435
Proteingewicht	30kDa/32kDa/26kDa
Versand	Eisbeutel