

Per2 Kaninchen-Monoklonaler Antikörper (Mensch) Für Wb, Elisa, Chip - O15055

Artikelnummer: CM0004078



Einführung

PER2 rekombinanter Kaninchen-monoklonaler Antikörper validiert für WB, ELISA und ChIP. Spezifisch für humanes PER2 (O15055), einen zentralen Regulator der zirkadianen Uhr. Ideal für Forschung zu zirkadianen Rhythmen und Stoffwechsel.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PER2 Rabbit mAb
Bemerkungen/Alias	FASPS; FASPS1; PER2
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	8864
GeneID	8864
Immunogen	Synthetisches Peptid; Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von humanem PER2 (O15055) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA, ChIP
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	O15055
Proteinmasse	137 kDa
Versand	Eisbeutel