

Percp Anti-Cd34 Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - P28906

Artikelnummer: CM0009888

Einführung

PerCP-konjugierter kaninchen-monoklonaler Antikörper, der gegen humanes CD34 gerichtet ist und für die Durchflusszytometrie validiert wurde. Erkennt hämatopoetische Vorläuferzellantigene; geeignet für Stammzell- und Endothelforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PerCP Kaninchen anti-Human CD34 mAk
Bemerkungen/Alias	CD34; CD34-Molekül; GIG3; MORT1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	947
GenID	947
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 170-290 von humanem CD34 (NP_001020280.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P28906
Proteingewicht	41kDa
Versand	Eisbeutel