

Percp Anti-Foxp3 Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie (Intrazellulär) - Q9Bzs1

Artikelnummer: CM0007769



Einführung

PerCP-konjugierter monoklonaler Kaninchen-Antikörper, der gegen humanen/mäuse-/affen FOXP3 gerichtet ist, validiert für intrazelluläre Durchflusszytometrie. Ideal für regulatorische T-Zell-Forschung, Studien zur Immuntoleranz. Reagiert mit Mensch, Maus, Cynomolgus. ~47 kDa.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PerCP Kaninchen anti-Human/Mouse/Monkey FOXP3 mAb
Bemerkungen/Alias	JM2; AIID; IPEX; PIDX; XPID; DIETER
Spezies	Mensch
GenID	50943
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von humanem FOXP3 (NP_054728.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC (intra)
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Cynomolgus
SWISS	Q9BZS1
Proteingewicht	47 kDa
Versand	Eisbeutel