

Percp Anti-Maus Cd45 (Ptprc) Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - P06800

Artikelnummer: CM0004486

Einführung

PerCP-konjugierter kaninchenmonoklonaler Antikörper, der gegen Maus-CD45 (Ptprc) gerichtet ist, für Durchflusszytometrie (FC). Validiert an Maus, erkennt 130-144 kDa Isoformen. Ideal für die Profilierung von Immunzellen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PerCP Kaninchen anti-Maus CD45 mAk
Bemerkungen/Alias	loc; B220; Cd45; L-CA; Ly-5; T200; CD45R; Lyt-4
Spezies	Maus
GenID (Mensch)	5788
GenID	19264
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 26-566 von Maus-CD45 (NP_001104786.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P06800
Proteingewicht	130kDa/140kDa/144kDa
Versand	Eissack