

Percp-Konjugierter Monoklonaler Kaninchen-Antikörper Gegen Maus-Cd4 Für Fc - P06332

Artikelnummer: CM0010056

Einführung

PerCP-konjugierter monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen Maus-CD4, validiert für die Durchflusszytometrie (FC). Ziel ist das T-Zell-Oberflächenglykoprotein CD4 (SWISS P06332), ideal für die Untersuchung von Immunantworten und die Analyse von T-Helferzellen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PerCP-Kaninchen-anti-Maus-CD4-mAb
Bemerkungen/Alias	L3T4; Ly-4
Spezies	Maus
Gen-ID (Mensch)	920
Gen-ID	12504
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 27-394 des Maus-CD4 entspricht (NP_038516.1).
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P06332
Proteingewicht	51 kDa
Versand	Kühlakku