

Percp-Maus-Anti-Humaner Cd3 Monoklonaler Antikörper Für Fc - P07766

Artikelnummer: CM0012370



Einführung

PerCP-Maus-anti-humaner CD3 monoklonaler Antikörper, für Durchflusszytometrie, zielgerichtet auf die CD3-Epsilon-Kette auf T-Zellen. Ideal für T-Zell-Immunphänotypisierung und Forschung zur adaptiven Immunität. - P07766

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PerCP-Maus-anti-humaner CD3 mAb
Bemerkungen/Alias	T3E; TCRE; IMD18; CD3epsilon
Spezies	Mensch
GeneID (Human)	916
GeneID	916
Immunogen	Rekombinantes Protein von humanem CD3
Herkunft	Maus
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P07766
Proteingewicht	23kDa
Versand	Eisbeutel