

Percp Maus Igg 2A Isotypkontrolle - Isotypkontrolle

Artikelnummer: CM0010775

Einführung

Hochwertiger PerCP-konjugierter monoklonaler Antikörper der Maus-IgG 2a Isotypkontrolle für die Durchflusszytometrie. Ideal zur Bewertung unspezifischer Bindung und für genaues Gating in FC-Assays. Zuverlässiges IVD-Rohmaterial von CamelBio.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PerCP Maus IgG 2a Isotypkontrolle
Immunogen	Rekombinantes Protein
Herkunft	Maus
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Versand	Eisbeutel