

Percp-Maus-Igg-2A-Isotypkontrolle

Artikelnummer: CM0012532

Einführung

PerCP-konjugierter monoklonaler Maus-IgG2a-Isotypkontrollantikörper für die Durchflusszytometrie. Dieses aus der Maus gewonnene Reagenz dient als Negativkontrolle zur Bewertung der unspezifischen Bindung in FC-Assays und gewährleistet eine genaue Dateninterpretation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	PerCP-Maus-IgG-2a-Isotypkontrolle
Quelle	Maus
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Versand	Kühlbeutel