

Percp-Konjugierter Kaninchen-Anti-Human/Affe Cd4 Monoklonaler Antikörper Für Die Durchflusszytometrie - P01730

Artikelnummer: CM0008052



Einführung

PerCP-konjugierter monoklonaler Kaninchenantikörper, der humanes/cynomolgus CD4 (T4/Leu-3) erkennt und für die Durchflusszytometrie validiert ist. Ideal für die Identifizierung von T-Helferzellen, HIV-Rezeptorstudien und Immunprofilierung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PerCP Kaninchen-Anti-Human/Affe CD4 mAb
Bemerkungen/Alias	T4; IMD79; Leu-3; OKT4D; CD4mut
Spezies	Human
GenelD (Human)	920
GenelD	920
Immunogen	Rekombinantes Protein von humanem CD4.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Human, Cynomolgus
SWISS	P01730
Protein-Gewicht	51kDa
Versand	Eisbeutel