


Percp-Konjugierter Kaninchen-Anti-Human/Affe Cd45 Monoklonaler Antikörper Für Die Durchflusszytometrie - P08575

Artikelnummer: CM0008816



Einführung

PerCP-konjugierter monoklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes CD45 (P08575). Validiert für die Durchflusszytometrie in humanen und Cynomolgus-Proben. Ideal für die Immunphänotypisierung, T-Zellforschung und Immunprofilierung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PerCP Kaninchen Anti-Human/Affe CD45 mAb
Bemerkungen/Alias	LCA; LY5; B220; CD45; L-CA; T200; CD45R; GP180; IMD105
Spezies	Human
GenelD (Human)	5788
GenelD	5788
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 26-577 von humanem CD45 (P08575) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Human, Cynomolgus
SWISS	P08575
Protein-Gewicht	131kDa/136kDa/141kDa/143kDa/147kDa
Versand	Eisbeutel