


Percp-Kaninchen-Anti-Human/Monkey-Cd8A-Mab - P01732

Artikelnummer: CM0008997



Einführung

PerCP-konjugierter monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes/affenartiges CD8a für die Durchflusszytometrie (FC). Erkennt die CD8-Alpha-Kette (P01732), validiert für Proben von Menschen und Javaneraffen. Ideal für die immunologische Forschung und die Entwicklung diagnostischer Assays.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PerCP-Kaninchen-anti-human/monkey-CD8a-mAb
Bemerkungen/Alias	CD8; p32; Leu2; CD8alpha
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	925
GeneID	925
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 22-182 des humanen CD8A (NP_001759.3) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch, Javaneraffe
SWISS	P01732
Proteingewicht	21 kDa/25 kDa/30 kDa
Versand	Eisbeutel