


Percp Kaninchen Anti-Maus Cd209B/Dc-Sigmr1 Monoklonaler Antikörper Für Fc - Q8Cj91

Artikelnummer: CM0008145



Einführung

PerCP-konjugierter monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen Maus CD209b/DC-SIGNR1 (SIGNR1), validiert für Durchflusszytometrie. Reagiert mit Maus. Ideal für Studien zu dendritischen Zellen und Pathogenrezeptoren.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PerCP Kaninchen anti-Maus CD209b/DC-SIGNR1 mAk
Bemerkungen/Alias	OtB7; SIGNR1; mSIGNR1; DC-SIGNR1; 1810030I22Rik
Spezies	Maus
GenID (Mensch)	30835
GenID	69165
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	Q8CJ91
Proteingewicht	16kDa/33kDa/36kDa/37kDa
Versand	Eisbeutel