


Percp-Kaninchen Anti-Maus Cd44 Monoklonaler Antikörper Für Fc - P15379

Artikelnummer: CM0005760



Einführung

PerCP-konjugierter kaninchen monoklonaler Antikörper gegen Maus CD44 (Ly-24, Pgp-1, HERMES). Validiert für Durchflusszytometrie, geeignet für Studien Lymphozyten-Homing, Adhäsion und Aktivierung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PerCP Kaninchen anti-Maus CD44 mAk
Bemerkungen/Alias	Ly-24, Pgp-1, HERMES
Spezies	Maus
Gen-ID (Maus)	12505
Gen-ID (Mensch)	960
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 23-176 von Maus CD44 (NP_033981.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC (Durchflusszytometrie)
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P15379
Proteingewicht	86 kDa/81 kDa/76 kDa/72 kDa
Versand	Eisbeutel