


Percp-Kaninchen Anti-Maus Cd8A Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - P01731

Artikelnummer: CM0011714



Einführung

PerCP-konjugierter kaninchen monoklonaler Antikörper gegen Maus CD8a (Lyt-2) für die Durchflusszytometrie. Validiert für Mausproben, erkennt er den T-Zell-Korezeptor, der an der MHC-Klasse-I-Interaktion und der CTL-Aktivierung beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PerCP Kaninchen anti-Maus CD8a mAk
Bemerkungen/Alias	Ly-2; Ly-B; Ly-35; Lyt-2
Art	Maus
GenID (Mensch)	925
GenID	12525
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 28-196 von Maus CD8a (NP_001074579.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	DZ (FC)
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P01731
Proteinmasse	27 kDa
Versand	Eisbeutel