

Percp-Kaninchen-Igg-Isotypkontrolle

Artikelnummer: CM0010963

Einführung

PerCP-konjugierter monoklonaler Kaninchen-IgG-Isotypkontrollantikörper für Anwendungen in der Durchflusszytometrie (FC). Dieser aus Kaninchen gewonnene Antikörper dient als wichtige Negativkontrolle zur Bewertung der unspezifischen Bindung und gewährleistet eine präzise Gating-Strategie sowie eine korrekte Dateninterpretation in immunologischen Assays.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	PerCP-Kaninchen-IgG-Isotypkontrolle
Immunogen	Synthetisiertes Peptid, abgeleitet von der Kaninchen-IgG-Isotypkontrolle
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Versand	Kühlakku