

Percp/Cyanine5.5-Gekoppelter Monoklonaler Anti-Maus-Cd11C-Antikörper Für Fc - Q9Qxh4

Artikelnummer: CM0011078

Einführung

PerCP/Cyanine5.5-konjugierter monoklonaler Anti-Maus-CD11c-Antikörper (Klon N418, Armenischer Hamster) für die Durchflusszytometrie. In der Maus validiert. Für Forschungszwecke zur Untersuchung von Entzündungsreaktionen und der Monozytenadhäsion.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PerCP/Cyanine5.5 Anti-Maus-CD11c-mAb
Bemerkungen/Alias	Cr4; N418; Cd11c
Art	Maus
GeneID (Mensch)	3687
GeneID	16411
Immunogen	Rekombinantes Protein von Maus-CD11c
Quelle	Armenischer Hamster
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	Q9QXH4
Proteingewicht	129 kDa
Versand	Kühlakku