

PerCP/Cyanine5.5 Anti-Maus CD25 Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - P01590

Artikelnummer: CM0008070

Einführung

Hochwertiger, PerCP/Cyanine5.5-konjugierter kaninchen-anti-maus CD25 monoklonaler Antikörper für Durchflusszytometrie. Erkennt spezifisch Maus-CD25 (IL-2-Rezeptor alpha) mit Kreuzreaktivität gegenüber Maus. Ideal für die Forschung zu immunologischer Toleranz und Treg-Zellen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PerCP/Cyanine5.5 Kaninchen anti-Maus CD25 mAk
Bemerkungen/Alias	CD25; IL2r; Ly-43
Spezies	Maus
GenID (Mensch)	3559
GenID	16184
Immunogen	Rekombinantes Protein: Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die den Aminosäuren 22-236 von Maus-CD25 (NP_032393.3) homolog ist
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P01590
Proteingewicht	31kDa
Versand	Eisbeutel