

Percp/Cyanine5.5 Anti-Maus Cd69 Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - P37217

Artikelnummer: CM0011666

Einführung

PerCP/Cyanine5.5-konjugierter Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen Maus-CD69. Geeignet für den durchflusszytometrischen Nachweis aktivierter Immunzellen. Erkennt ein ~22 kDa transmembranäres Glykoprotein.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PerCP/Cyanine5.5 Kaninchen Anti-Maus CD69 mAk
Bemerkungen/Alias	AIM; VEA; 5830438K24Rik
Spezies	Maus
GeneID (Mensch)	969
GeneID (Maus)	12515
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 64-199 von Maus-CD69 enthält (NP_001028294.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC (Durchflusszytometrie)
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P37217
Proteinmasse	22 kDa
Versand	Eisbeutel