

Percp/Cyanine5.5 Maus-Anti-Humaner Cd3-Monoklonaler Antikörper Für Fc - P07766

Artikelnummer: CM0008046



Einführung

Mit PerCP/Cyanine5.5 konjugierter monoklonaler Maus-Antikörper gegen humanes CD3 epsilon (CD3E) für die Durchflusszytometrie. Erkennt den TCR-CD3-Komplex auf T-Lymphozyten, validiert für humane Proben. Geeignet für Immunphäotypisierung und Anwendungen in der T-Zell-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PerCP/Cyanine5.5 Maus-anti-humaner CD3-mAb
Bemerkungen/Alias	T3E; TCRE; IMD18; CD3epsilon
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	916
Gen-ID	916
Immunogen	Rekombinantes Protein des humanen CD3.
Quelle	Maus
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P07766
Proteingewicht	23 kDa
Versand	Kühlakku