

## PerCP/Cyanine5.5 Kaninchen Anti-Human Cd27 Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - P26842

Artikelnummer: CM0009253



### Einführung

PerCP/Cyanine5.5-konjugierter monoklonaler Kaninchen-Antikörper, der gegen humanes CD27 gerichtet ist, einen kostimulatorischen Rezeptor auf T-Zellen, NK-Zellen und B-Zellen. Validiert für die Durchflusszytometrie, geeignet für die Immunphänotypisierung und die Erforschung von Immun-Checkpoints.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                          |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | PerCP/Cyanine5.5 Kaninchen anti-Human CD27 mAk                                                                                |
| Bemerkungen/Alias | T14; S152; Tp55; TNFRSF7; S152. LPFS2                                                                                         |
| Spezies           | Human                                                                                                                         |
| Gen-ID (Human)    | 939                                                                                                                           |
| Gen-ID            | 939                                                                                                                           |
| Immunogen         | Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 21-192 von humanem CD27 (NP_001233.2) entspricht. |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                                                     |
| Kategorie         | Monoklonale Antikörper                                                                                                        |
| Anwendung         | FC                                                                                                                            |
| Kreuzreaktivität  | Human                                                                                                                         |
| SWISS             | P26842                                                                                                                        |
| Proteinmasse      | 29kDa                                                                                                                         |
| Versand           | Eisbeutel                                                                                                                     |