

Percp/Cyanin5.5 Kaninchen Anti-Human Cd31/Pecam1 Monoklonaler Antikörper Für Fc - Q08481

Artikelnummer: CM0004654

Einführung

PerCP/Cyanin5.5-konjugierter Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes CD31/PECAM1 für die Durchflusszytometrie. Geeignet zum Nachweis von CD31 auf Endothelzellen, Thrombozyten und Leukozyten in humanen Proben. SWISS Q08481, Molekulargewicht 83kDa.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PerCP/Cyanin5.5 Kaninchen anti-human CD31/PECAM1 mAb
Bemerkungen/Alias	CD31; PECA1; GPIIA'; PECAM-1; endoCAM; CD31/EndoCAM
Spezies	Human
GeneID (Human)	5175
GeneID	5175
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 28-601 von humanem CD31/PECAM1 (NP_000433.4) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	Q08481
Proteingewicht	83kDa
Versand	Eistasche