

Percp/Cyanine5.5 Kaninchen Anti-Human Cd56/Ncam1 Monoklonaler Antikörper Für Fc - P13591

Artikelnummer: CM0011686



Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes CD56/NCAM1, konjugiert mit PerCP/Cyanine5.5, validiert für die Durchflusszytometrie. Ideal für die Untersuchung der Zelladhäsion von Nervenzellen, des Neuritenwachstums und von Virusrezeptor-Interaktionen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PerCP/Cyanine5.5 Kaninchen anti-human CD56/NCAM1 mAb
Bemerkungen/Alias	CD56; NCAM; MSK39
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	4684
Gen-ID	4684
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 20-413 von humanem CD56/NCAM1 (NP_851996.2) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	P13591
Proteingewicht	95 kDa
Versand	Eistasche