

PerCP/Cyanin5.5 Kaninchen Anti-Human Cd62L/L-Selektin Monoklonaler Antikörper Für Fc - P14151

Artikelnummer: CM0011411



Einführung

PerCP/Cyanin5.5-konjugierter Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes CD62L/L-Selektin (P14151). Validiert für Durchflusszytometrie, ist dieser Antikörper ideal für die Untersuchung von Lymphozytenadhäsion und Homing-Mechanismen in humanen Proben.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PerCP/Cyanin5.5 Kaninchen anti-human CD62L/L-Selektin mAb
Bemerkungen/Alias	TQ1; LAM1; LEU8; LNHR; LSEL; CD62L; LYAM1; PLNHR; LECAM1
Spezies	Human
GeneID (Human)	6402
GeneID	6402
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 39-332 von humanem CD62L/L-Selektin enthält (NP_000646.3)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	P14151
Protein-Gewicht	42kDa/43kDa
Versand	Eisbeutel