

Percp/Cyanine5.5 Kaninchen-Anti-Human-Cd94-Monoklonaler Antikörper Für Die Durchflusszytometrie - Q13241

Artikelnummer: CM0010973



Einführung

PerCP/Cyanine5.5-konjugierter monoklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes CD94 (KLRD1, NK-Zell-Rezeptor). Entwickelt für die Durchflusszytometrie zum spezifischen Nachweis von humanem CD94. Ideal für Immunprofiling, die NK-Zell-Forschung und Untersuchungen zu Immun-Checkpoints.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PerCP/Cyanine5.5 Kaninchen-anti-human-CD94-mAb
Bemerkungen/Alias	CD94
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	3824
GeneID	3824
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 32-179 des humanen CD94 entspricht. (NP_002253.2).
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q13241
Proteingewicht	21 kDa
Versand	Kühlakku