

Percp/Cyanine5.5-Kaninchen-Anti-Mensch/Affe-Cd19-Mab - Monoklonaler Cd19-Antikörper

Artikelnummer: CM0010835

Einführung

PerCP/Cyanine5.5-konjugierter monoklonaler Kaninchenantikörper gegen menschliches und Affen-CD19, validiert für die Durchflusszytometrie. Erkennt CD19 (63 kDa) auf B-Zellen. Ideal für die Immunonkologie und die B-Zell-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PerCP/Cyanine5.5-Kaninchen-anti-Mensch/Affe-CD19-mAb
Bemerkungen/Alias	CD19
Art	Affe
Gen-ID (Mensch)	930
Gen-ID	102145514
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 20-292 des Affen-CD19 entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	Durchflusszytometrie
Kreuzreaktivität	Mensch, Javaneraffe
Proteingewicht	63 kDa
Versand	Kühlakku