

PerCP/Cyanin5.5 Kaninchen Anti-Mensch/Affe Cd38 Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - P28907

Artikelnummer: CM0008525



Einführung

PerCP/Cyanin5.5-konjugierter kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes und cynomolgus CD38 (SWISS: P28907). Geeignet für die Durchflusszytometrie, bindet die extrazelluläre Domäne. CD38 ist ein multifunktionales Enzym und Rezeptor, das an Kalziumsignalisierung und Lymphozytenaktivierung beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PerCP/Cyanin5.5 Kaninchen anti-Mensch/Affe CD38 mAk
Anmerkungen/Alias	ADPRC1; cADPR1; ADPRC 1
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	952
Gen-ID	952
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 43-300 des humanen CD38 (NP_001766.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch, Cynomolgus
SWISS	P28907
Proteinmasse	14kDa/34kDa
Versand	Eisbeutel