

Percp/Cyanine5.5-Kaninchen-Anti-Humaner/Affen-Cd4-Monoklonaler Antikörper Für Fc - P01730

Artikelnummer: CM0011012



Einführung

Mit PerCP/Cyanine5.5 konjugierter monoklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes bzw. Affen-CD4, validiert für die Durchflusszytometrie. Ideal zur Identifizierung von T-Helferzellen, für Immunprofile und die HIV-/HHV-7-Forschung. – P01730

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PerCP/Cyanine5.5-Kaninchen-anti-humaner/Affen-CD4-mAb
Bemerkungen/Alias	T4; IMD79; Leu-3; OKT4D; CD4mut
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	920
GeneID	920
Immunogen	Rekombinantes Protein des humanen CD4.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch, Krabbenaffe
SWISS	P01730
Proteingewicht	51 kDa
Versand	Kühlakku