

PerCP/Cyanine5.5 Kaninchen Anti-Human/Affe Pd-1/Cd279 Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - Q15116

Artikelnummer: CM0011565



Einführung

PerCP/Cyanine5.5-konjugierter monoklonaler Kaninchenantikörper gegen humanen und Cynomolgus-Affen PD-1/CD279 (UniProt Q15116), validiert für Durchflusszytometrie. Ideal für die Forschung an Immun-Checkpoints, Studien zur Krebsimmuntherapie und Analyse der T-Zell-Erschöpfung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PerCP/Cyanine5.5 Kaninchen anti-Human/Affe PD-1/CD279 mAk
Bemerkungen/Alias	PD1; PD-1; CD279; SLEB2; hPD-1; hPD-I; hSLE1
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	5133
Gen-ID	5133
Immunogen	Rekombinantes Protein (Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die den Aminosäuren 25-168 von humanem PD-1/CD279 (NP_005009.2) entspricht)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch, Cynomolgus
SWISS	Q15116
Proteingewicht	32 kDa
Versand	Eisbeutel