

Percp/Cyanin5.5 Kaninchen Anti-Maus Cd127/Il-7Rα Monoklonaler Antikörper Für Fc - P16872

Artikelnummer: CM0008974



Einführung

PerCP/Cyanin5.5-konjugierter Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen Maus CD127/IL-7Rα, validiert für die Durchflusszytometrie (FC). Ideal für die Untersuchung der IL-7-Rezeptor-Signalgebung und der Lymphozytenentwicklung in der immunologischen Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PerCP/Cyanin5.5 Kaninchen anti-Maus CD127/IL-7Rα mAb
Bemerkungen/Alias	CD127; IL-7Ralpha
Spezies	Maus
Gen-ID (Human)	3575
Gen-ID (Maus)	16197
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 21-239 von Maus CD127/IL-7Rα (NP_612564.1) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P16872
Protein-Gewicht	51kDa
Versand	Eisbeutel