

Percp/Cyanine5.5 Kaninchen Anti-Maus Cd19 Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie (Fc) - P25918

Artikelnummer: CM0012226

Einführung

PerCP/Cyanine5.5-konjugierter kaninchen monoklonaler Antikörper gegen Maus CD19, validiert für die Durchflusszytometrie. Ideal für die Untersuchung der Funktion von B-Zell-Rezeptor-Korezeptoren und der B-Zelldifferenzierung in Mausmodellen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PerCP/Cyanine5.5 Kaninchen Anti-Maus CD19 mAk
Spezies	Maus
Gen-ID (Mensch)	930
Gen-ID	12478
Immunogen	Rekombinantes Protein von Maus CD19.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P25918
Proteingewicht	60kDa
Versand	Eisbeutel