

Percp/Cyanine5.5 Kaninchen-Anti-Maus-Cd4-Monoklonaler Antikörper Für Die Durchflusszytometrie - P06332

Artikelnummer: CM0012175

Einführung

PerCP/Cyanine5.5-konjugierter monoklonaler Kaninchenantikörper gegen Maus-CD4 (L3T4/Ly-4). Für die Durchflusszytometrie validiert, ideal für die Immunphänotypisierung und Untersuchungen von T-Helferzellen in Mausmodellen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PerCP/Cyanine5.5 Kaninchen-anti-Maus-CD4-mAb
Anmerkungen/Alias	L3T4; Ly-4
Art	Maus
Gen-ID (Mensch)	920
Gen-ID (Maus)	12504
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 27-394 von Maus-CD4 (NP_038516.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P06332
Proteingewicht	51 kDa
Versand	Eisbeutel