


Percp/Cyanine5.5 Kaninchen Anti-Maus Cd44 Monoklonaler Antikörper Für Fc - P15379

Artikelnummer: CM0008772



Einführung

PerCP/Cyanine5.5-konjugierter monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen Maus-CD44 (Ly-24, Pgp-1, HERMES) für Durchflusszytometrie (FC). Validiert an Maus, geeignet für Immunphäotypisierung und Zelladhäsionsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PerCP/Cyanine5.5 Kaninchen anti-Maus CD44 mAk
Bemerkungen/Alias	Ly-24; Pgp-1; HERMES
Spezies	Maus
GenID (Mensch)	960
GenID	12505
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 23-176 von Maus-CD44 (NP_033981.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P15379
Proteingewicht	86kDa
Versand	Eisbeutel