

Percp/Cyanine5.5 Kaninchen Anti-Maus Cd68 Monoklonaler Antikörper Für Die Durchflusszytometrie - P31996

Artikelnummer: CM0011332

Einführung

PerCP/Cyanine5.5-konjugierter Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen Maus-CD68 (Makrosialin, Lamp4, gp110, Scard1). Validiert für Durchflusszytometrie und intrazelluläre Durchflusszytometrie. Geeignet für die Erforschung von Makrophagen und dendritischen Zellen, einschließlich Phagozytose- und Zellverkehrsstudien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PerCP/Cyanine5.5 Kaninchen anti-Maus CD68 mAb
Bemerkungen/Alias	Lamp4, gp110, Scard1
Spezies	Maus
GeneID (human)	968
GeneID	12514
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 21-291 von Maus-CD68 (NP_001277987.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC, FC (intra)
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P31996
Proteingewicht	35kDa
Versand	Eisbeutel