

## Percp/Cyanin5.5 Kaninchen-Igg-Isotyp-Kontrolle - Monoklonaler Antikörper

Artikelnummer: CM0011203

### Einführung

PerCP/Cyanin5.5-konjugierter monoklonaler Antikörper zur Kaninchen-IgG-Isotyp-Kontrolle für die Durchflusszytometrie. Wird als kritische negative Kontrolle verwendet, um unspezifische Bindung zu beurteilen und Gating-Strategien in FC-Experimenten festzulegen. Bezogen von CamelBio für IVD-Rohstoffanforderungen.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter   | Wert                                                                                         |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname | PerCP/Cyanin5.5 Kaninchen-IgG-Isotyp-Kontrolle                                               |
| Immunogen   | Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, abgeleitet von Kaninchen-IgG-Isotyp-Kontrolle |
| Herkunft    | Kaninchen                                                                                    |
| Kategorie   | Monoklonale Antikörper                                                                       |
| Anwendung   | FC                                                                                           |
| Versand     | Eisbeutel                                                                                    |