

Percp/Cyanine5.5 Ratten-Anti-Maus Cd45R/B220 Monoklonaler Antikörper Für Fc - P06800

Artikelnummer: CM0011039

Einführung

PerCP/Cyanine5.5-konjugierter monoklonaler Ratten-Antikörper, der gegen Maus-CD45R/B220 gerichtet ist, für die Durchflusszytometrie. CD45R/B220, ein Rezeptor-Tyrosin-Proteinphosphatase C, ist ein Schlüsselregulator der T-Zell-Aktivierung und Lymphozytenentwicklung. Ideal für die Maus-Immunphäotypisierung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PerCP/Cyanine5.5 Ratte anti-Maus CD45R/B220 mAk
Bemerkungen/Alias	loc; B220; Cd45; L-CA; Ly-5; T200; CD45R; Lyt-4
Spezies	Maus
GenID (Mensch)	5788
GenID	19264/5788
Immunogen	Rekombinantes Protein der Maus-CD45R/B220
Quelle	Ratte
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P06800
Proteingewicht	130kDa/140kDa/144kDa
Versand	Eisbeutel