


Percp/Cyanine5.5 Ratte-Anti-Maus-Mhc-Klasse-II-(I-A/I-E)- Monoklonaler Antikörper Für Fc - P18468 / P06342 / Q3U060 / P14435

Artikelnummer: CM0012159



Einführung

PerCP/Cyanine5.5-konjugierter monoklonaler Rattenantikörper gegen das MHC-Klasse-II-I-A/I-E der Maus für die Durchflusszytometrie. Erkennt H-2-Klasse-II-Histokompatibilitätsantigenketten; Proteingewicht 26–32 kDa.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PerCP/Cyanine5.5 Ratte-anti-Maus-MHC-Klasse-II-(I-A/I-E)-mAb
Bemerkungen/Alias	Eb; Ia4; H2Eb; Ia-4; H-2Eb;IAb; Ia2; Ia-2; Abeta; H-2Ab; H2-Ab; Rmcs1; I-Abeta; Ia5; Ia-5; H-2Eb2; Iebeta2; A130038H09Rik; Ia1; H2Aa; Ia-1; H-2Aa; Aalpha; IAalpha; I-Aalpha
Spezies	Maus
Gen-ID	14969/14961/381091/14960
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Protein des MHC-Klasse-II-(I-A/I-E) der Maus.
Quelle	Ratte
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P18468/P06342/Q3U060/P14435
Proteingewicht	26 kDa/30 kDa/32 kDa
Versand	Kühlakku