

Perilipin-2 Kaninchen Mab - Q99541

Artikelnummer: CM0003647

Einführung

Hochspezifisches Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen menschliches Perilipin-2 (ADFP/ADRP), validiert für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Ideal für die Erforschung von Lipidtröpfchen und Stoffwechselerkrankungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Perilipin-2 Kaninchen mAb
Anmerkungen/Alias	ADFP; ADRP; Perilipin-2
Spezies	Mensch
GenID	123
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 88-437 des menschlichen Perilipin-2 (NP_001113.2) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q99541
Proteingewicht	48 kDa
Versand	Eispackung