

Perk Kaninchen-Poliklonaler Antikörper Für If/Icc, Elisa - Q9Nzj5

Artikelnummer: CM0024335



Einführung

Kaninchen-poliklonaler Antikörper gegen humanes PERK/EIF2AK3, validiert für IF/ICC und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus. Erkennt den ER-Stress-Sensor-Kinase, der an der Entfalteten-Protein-Antwort und der eIF2 α -Phosphorylierung beteiligt ist. Ideal für die Krebs-, Stoffwechsel- und Stressforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PERK Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	PEK; WRS; PERK
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	9451
GeneID	9451
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 50-600 des menschlichen PERK (NP_004827.4) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Poliklonale Antikörper
Anwendung	IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q9NZJ5
Proteingewicht	125 kDa
Versand	Eisbeutel