


Pfdn4 Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q9Nqp4

Artikelnummer: CM0023277



Einführung

PFDN4 Kaninchen-Polyclonaler Antikörper validiert für WB, IF/ICC, ELISA; reagiert mit Mensch, Maus, Ratte. Zielt auf das Prefoldin-Untereinheit 4-Chaperonprotein, geeignet für Studien zu Proteinfaltung und Chaperoninen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PFDN4 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	C1, PFD4, PFDN4
Spezies	Mensch
Gen-ID	5203
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-134 von menschlichem PFDN4 (NP_002614.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9NQP4
Proteingewicht	15 kDa
Versand	Eisbeutel